


## コイル

## ケーブルチューブ (ACT ONE)

- 伸線技術
- ワイヤーフォーミング技術
- トルク技術



独自の加工技術により、トルク伝達性、耐キンク性、低伸度を実現した中空ワイヤーロープです。多機能ガイドワイヤー、カテーテル等に応用されています。

「ACT ONE」は、朝日インテック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。




断面図

## 特徴

- 1 高トルク伝達性 (当社コイル比較)
- 2 高プッシュビリティー
- 3 伸び量が小さい

## 回転追従性性能比較

先端従動角 (°)



手元駆動角 (°)

## 仕様

	Min	Max
外径 (mm)	0.30	1.30
全長 (mm)	-	3,000
条数	6	18

注)●素材 SUS304、SUS316、NiTi

●PTFE コーティングも可能です。