



留置針のプラスチックカニューレに用いられるチューブ部材を提供します。

3ストライプ構造のストライプ部分に造影剤を配合した樹脂を使用します。

チューブ材質はフッ素樹脂とポリウレタンのそれぞれ対応できます。

樹脂	フッ素樹脂 - ETFE、FEP、 ポリウレタン
造影剤	硫酸バリウム (BaSO ₄)

サイズ	ID(mm)	OD(mm)
14G	1.74	2.17
16G	1.33	1.72
18G	0.98	1.33
20G	0.80	1.10
22G	0.64	0.88
24G	0.52	0.72